

GP CL H 0502 L

Καθαριστικό φούρνου «OvenClean», 500 ml

Για τέλειο καθαρισμό και ασφάλεια στη χρήση.

EAN: 4002515602546 / Αριθμός υλικού: 10162640 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996290EU3



- Μεγάλη ικανότητα διάσπασης του λίπους, χωρίς συγκέντρωση οσμών
- Καθαρισμός χωρίς κόπο χάρη στη γελώδη σύστασή του
- Κατάλληλο και για επιφάνειες PerfectClean
- Μικρός χρόνος διατήρησης 10 λεπτών έως 1 ώρα, χωρίς προθέρμανση
- Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας