

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

για τέλειο καθαρισμό στους συνδυαστικούς φούρνους ατμού.

EAN: 4002515604502 / Αριθμός υλικού: 10172710 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23996125EU1



- Μεγάλη ικανότητα διάσπασης του λίπους, χωρίς συγκέντρωση οσμών
- Καθαρισμός χωρίς κόπο χάρη στην καλή του προσκόλλησή
- Άριστη προσκόλλησή, ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
- Ασφαλές για τρόφιμα
- Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας