

DE-CS7-85

Καπάκι συσκευής

για το άνω κάλυμμα του μηχανήματος, βάθος 70 cm, πλάτος 90 cm.



EAN: 4002515648155 / Αριθμός υλικού: 10222780 / Παλιός αριθμός υλικού: 69216011D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Καπάκι	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	15
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	990
Καθαρό βάρος σε kg	14,45
Μικτό βάρος σε kg	16,75