

NB TD 0011

Δοχείο συμπλήρωσης 1

για χορήγηση δοσολογίας συμβατικών απορρυπαντικών σε πλυντήρια ρούχων TwinDos.

EAN: 4002515631768 / Αριθμός υλικού: 10223070 / Παλιός αριθμός υλικού: 11997091D



- Διαφανές δοχείο χωρητικότητας 1,5 l
- Μπορεί να γεμίσει με υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό
- Για εξέγαμμα των γραμμών δοσομετρητή TwinDos
- Για επιλεγμένα μοντέλα Miele W1 με TwinDos