

NB TD 0021

Δοχείο συμπλήρωσης 2

για χορήγηση δοσολογίας συμβατικών απορρυπαντικών σε πλυντήρια ρούχων TwinDos.

EAN: 4002515631775 / Αριθμός υλικού: 10223120 / Παλιός αριθμός υλικού: 11997092D



- Διαφανές δοχείο χωρητικότητας 1,5 l
- Μπορεί να γεμίσει με υγρό απορρυπαντικό ή μαλακτικό
- Για ξέβγαλμα των γραμμών δοσομετρητή TwinDos
- Για επιλεγμένα μοντέλα Miele W1 με TwinDos