

WA IM 252 L

ImpraProtect 250 ml

Ιδανικό για αθλητικά και αδιάβροχα ρούχα

EAN: 4002515637685 / Αριθμός υλικού: 10240580 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11997104EU6



- Διατηρεί τη διαπνοϊκή λειτουργία των υφασμάτων
- Αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, τον άνεμο και το χύμα
- Μεγάλης απόδοσης — για 4 εφαρμογές
- Απλά τέλεια φροντίδα ρούχων. Με τη Miele.