

## T 1200-1 UR

Τραπέζι γενικής χρήσης

Χωρίς νεροχύτη για εγκατάσταση στη δεξιά πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.



- Βάση από ορθογ. σωλήνες με αποσπώμενες βάσεις ραφιών
- Εύκολος και υγιεινός καθαρισμός
- Διαστάσεις τραπεζιού: Ύψος 85 +/- 2, πλάτος 120, βάθος 70 cm\*

\* Το τραπέζι διαθέτει στο πίσω μέρος βάση στήριξης 20 cm.

EAN: 4002515641309 / Αριθμός υλικού: 10249390 / Παλαιός αριθμός υλικού: 67120003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Κατηγορία προϊόντων	
Τραπέζι/εξαρτήματα τραπεζιού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	870
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	1200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	760
Καθαρό βάρος σε kg	24,00
Μικτό βάρος σε kg	25,00