

## PBMS-1

Κινούμενη κεφαλή ψεκασμού

Με μονοκόμματη συσκευή ανάμιξης

EAN: 4002515641880 / Αριθμός υλικού: 10249470 / Παλιός αριθμός υλικού: 67820027D



Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Κατηγορία προϊόντων	
Τραπέζι/εξαρτήματα τραπέζιού	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	750
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	140
Καθαρό βάρος σε kg	8,50
Μικτό βάρος σε kg	9,50

- Κατάλ. για τα πρόσθετα τραπέζια T 625-1 BUL και T 1200-1 BUR/BUL
- Περιλαμβάνει αποστάτες για στερέωση στον τοίχο