

HUB 5000-M

Ορθογώνιο σκεύος Gourmet

Για τηγάνισμα, σιγοβράσιμο και γκρατινάρισμα.

EAN: 4002515689264 / Αριθμός υλικού: 10314250 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996293EU1



- Μέγ.χωρητ.περ. 5 kg–
Εξωτ. μέγεθος: Π x Β x Υ
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Από χυτό στο χέρι αλουμίνιο
- Εύκολος καθαρισμός χάρη στο
ποιοτικό αντικολλητικό φινίρισμα
- Για φούρνους και εστίες, εκτός από
εστίες επαγωγικές και αερίου
- Χωρίς ανοξείδωτο κάλυμμα HBD
60-22