

HUB 5001-M

Ορθογώνιο σκεύος επαγωγής Gourmet

Για τηγάνισμα, σιγοβράσιμο και γκρατινάρισμα.

EAN: 4002515689271 / Αριθμός υλικού: 10314270 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996294EU1



- Μέγ.χωρητ.περ. 5 kg–
Εξωτ. μέγεθος: Π x Β x Υ
44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Για φούρνους και όλες τις εστίες
εκτός από αερίου
- Από χυτό στο χέρι αλουμίνιο
- Εύκολος καθαρισμός χάρη στο
ποιοτικό αντικολλητικό φινίρισμα
- Χωρίς ανοξείδωτο κάλυμμα HBD
60-22