

HUB 62-35

Ορθογώνιο σκεύος επαγωγής Gourmet

Για τηγάνισμα, σιγοβράσιμο και γκρατινάρισμα.

EAN: 4002515689295 / Αριθμός υλικού: 10314300 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996296EU1



- Μέγ.χωρητ.περ. 8 kg–Εξωτ. μέγεθ.:
Π x Βx Υ 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Από χυτό στο χέρι αλουμίνιο
- Εύκολος καθαρισμός χάρη στο
ποιοτικό αντικολλητικό φινίρισμα
- Για χρήση σε φούρνους
- Χωρίς ανοξειδωτο κάλυμμα HBD
60-35