

HUB 5001-XL

Ορθογώνιο σκεύος επαγωγής Gourmet

Για τηγάνισμα, σιγοβράσιμο και γκρατινάρισμα.

EAN: 4002515689301 / Αριθμός υλικού: 10314310 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996297EU1



- Μέγ.χωρητ.περ. 8 kg—
Εξωτ. μέγεθος Π x Β x Υ
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Από χυτό στο χέρι αλουμίνιο
- Εύκολος καθαρισμός χάρη στο
ποιοτικό αντικολλητικό φινίρισμα
- Χωρίς ανοξειδωτο κάλυμμα HBD
60-35
- Για χρήση σε φούρνους