

HUB 5001-XL

Ορθογώνιο σκεύος επαγωγής Gourmet

Για τηγάνισμα, σιγοβράσιμο και γκρατινάρισμα.

EAN: 4002515689301 / Αριθμός υλικού: 10314310 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 22996297EU1



- Μέγ.χωρητ.περ. 8 kg—Εξωτ. μέγεθος Π x Β x Υ 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Από χυτό στο χέρι αλουμίνιο
- Εύκολος καθαρισμός χάρη στο ποιοτικό αντικολλητικό φινίρισμα
- Χωρίς ανοξειδωτο κάλυμμα HBD 60-35
- Για χρήση σε φούρνους