

E 454/1

Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων φορτίων, ειδικά πρωκτοσκοπίων.



- Κατάλληλο για πρωκτοσκοπία.
Θήκες τροκάρ και άλλα αντικείμενα

EAN: 4002515722954 / Αριθμός υλικού: 10342490 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69745402D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	1
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	8
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	8
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	350
Διάμετρος σε mm	8
Καθαρό βάρος σε kg	0,06
Μικτό βάρος σε kg	0,07