

## DKF 1000 R

Αναγεννούμενο φίλτρο άνθρακα AirClean μακράς διάρκειας αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές στην κουζίνα.



EAN: 4002515745489 / Αριθμός υλικού: 10427040 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28996369EU1

- για CSDA 10x0/CSDA 7000 FL/  
KMDA 7xxx
- Αναγεννάται εύκολα στον φούρνο  
κάθε έξι μήνες
- Διάρκεια ζωής 3 έτη
- Πιο οικονομικό από τα αναλώσιμα  
φίλτρα αν αντικαθίσταται τακτικά