

GS CL 1403 P

Απορρυπαντικό σε σκόνη, 1,4 kg  
για άριστο καθαρισμό. Με ενσωματωμένο δοσομετρητή.

EAN: 4002515773390 / Αριθμός υλικού: 10528420 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 21995507EU6



- Με ενεργό οξυγόνο για βαθύ καθαρισμό
- Με ειδικά ένζυμα αποτελεσματικά ακόμα και σε χαμηλές θερμ/σίες
- Με σύνθεση για την προστασία ποτηριών κατά της διάβρωσης
- Μέγιστη οικονομία – αρκεί για έως 95 κύκλους πλύσης
- Τέλεια αποτελέσματα στο πλυντήριο πιάτων. Από τη Miele.