

GS CL 1003 P

Απορρυπαντικό σε σκόνη, 1 kg

για την καλύτερη απόδοση καθαρισμού με ανεξάρτητη δοσομέτρηση απορρυπαντικού.

EAN: 4002515773420 / Αριθμός υλικού: 10528510 /
Παλιός αριθμός υλικού: 21995508EU2



- Με ενεργό οξυγόνο για βαθύ καθαρισμό
- Με ειδικά ένζυμα αποτελεσματικά ακόμα και σε χαμηλές θερμ/σίες
- Με σύνθεση για την προστασία ποτηριών για αποφυγή της διάβρωσης
- Πολύ οικονομικό – αρκεί για περ. 70 κύκλους πλύσης
- Τέλεια αποτελέσματα στο πλυντήριο πιάτων. Από τη Miele.