

GS CL 3403 P

Μεζούρα απορρυπαντικού σε σκόνη
με σκόνη 3,4 kg και ενσωματωμένο δοσομετρητή.

EAN: 4002515773468 / Αριθμός υλικού: 10528560 /
Παλιός αριθμός υλικού: 21995509EU4



- Με ενεργό οξυγόνο για βαθύ καθαρισμό
- Με ειδικά ένζυμα αποτελεσματικά ακόμα και σε χαμηλές θερμ/σίες
- Με σύνθεση για την προστασία ποτηριών για αποφυγή της διάβρωσης
- Πολύ οικονομικό – για περ. 240 κύκλους πλύσης
- Τέλεια αποτελέσματα στο πλυντήριο πιάτων. Από τη Miele.