

Ersatzteile Küche
Σωλήνας αναρρόφησης
Για ηλεκτρικές σκούπες

EAN: 4002515874394 / Αριθμός υλικού: 10563760 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Μήκος: 182 cm
- Με θήκη, δακτύλιο για σωλήνα αναρρόφησης και σύνδεσμο
- για S8xxx, SGxxx, Complete C3
- Σύνδεσμος μεταξύ χειρολαβής και ηλεκτρικής σκούπας