

E 473/2

Φίλτρο

με καπάκι, κατάλληλο για μικροεξαρθήματα.



- Για στερέωση
- Με καπάκι που κλείνει εύκολα

EAN: 4002515811962 / Αριθμός υλικού: 10623720 / Παλιός αριθμός υλικού: 69547303D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	88
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	66
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	66
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,10
Μικτό βάρος σε kg	0,14