

CJ Jug 1,0l

Δοχείο κενού 1,0 l

για τις καφετιέρες CVA και CM της Miele με λειτουργία κανάτας καφέ.

EAN: 4002515841990 / Αριθμός υλικού: 10694310 /
Παλιός αριθμός υλικού: 29992617EU1



- Απευθείας εκχύλιση χωρίς μεταφορά από καφετιέρα σε κανάτα
- Γυαλιστερός ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής ποιότητας
- Απλός καθαρισμός χάρη στο εντελώς αφαιρούμενο καπάκι
- Άθραυστο μονωμένο δοχείο TopTherm με πλήρωση κενού
- Εύχρηστο συρόμενο καπάκι Aroma