

Ersatzteile Küche  
Φίλτρο χνουδιών  
για το φιλτράρισμα των χνουδιών στα στεγνωτήρια

EAN: 4002516079644 / Αριθμός υλικού: 10762350 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Πλαστικό πλαίσιο με πλέγμα
- Αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί
- για χρήση σε άνοιγμα πόρτας
- δυνατότητα τοποθέτησης αρωματικής κάψουλας
- κατάλληλο για όλα τα T1
- Συγκρίνετε το εξάρτημα με το ανταλλακτικό που απεικονίζεται