

SAS 500-1
Φίλτρο μεγάλων σωματιδίων
Για χρήση σε νεροχύτη.



EAN: 4002515947135 / Αριθμός υλικού: 10789970 / Παλιός αριθμός υλικού: 67820032D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Κατηγορία προϊόντων	
Τραπέζι/εξαρτήματα τραπεζιού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	176
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	459
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	359
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	2,50
Μικτό βάρος σε kg	3,70