

Σωλήνας αναρρόφησης κpl. Classic C1
Σωλήνας αναρρόφησης
Για ηλεκτρικές σκούπες

EAN: 4002516177265 / Αριθμός υλικού: 10817730 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Κατασκευασμένο από ευλύγιστο λαστιχένιο υλικό
- Με θήκη και σύνδεσμο
- Μήκος: 168 cm
- Σύνδεσμος μεταξύ χειρολαβής και ηλεκτρικής σκούπας
- για S2xxx, SBxxx, Classic C1