

LAC/CRATE/500

Συσκευασία ξύλινου κιβωτίου

Για επαγγελματικά σιδερωτήρια D 500/M 500 mm, για ασφαλή μεταφορά.



EAN: 4002515962442 / Αριθμός υλικού: 10818370 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535027D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1350
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	3450
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	1500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	3450
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1500
Καθαρό βάρος [kg]	400,00
Μικτό βάρος σε kg	400,00