

GP CC 001 C

AutoCleaner

για πλήρως αυτόματο καθαρισμό των καφετιέρων Miele.

EAN: 4002516105626 / Αριθμός υλικού: 10971420 /
Παλιός αριθμός υλικού: 29996916EU4



- Ποσότητα: 4
- Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα από τη μονάδα βρασμού
- Καθαρίζει επίσης τις σωληνώσεις γάλακτος
- Μία συσκευασία διαρκεί περίπου 1 χρόνο
- Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας