

A 846

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό εργοστασιακών φιαλών και στρογγυλών φιαλών.



- Για φιάλες εργαστηρίου, έως 10 l και στρογγυλές φιάλες, έως 6 l
- Μήκος ακροφυσίου: 127 mm
Μήκος ακροφυσίου με στήριξη: 158 mm
- Ακροφύσιο Ø: 10 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και A 612

EAN: 4002516071464 / Αριθμός υλικού: 11025590 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684600D

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|--|-------------------------------------|
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Ακροφύσιο έγχυσης | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, null, Πλαστικά |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο, Γκρι |
| Περιοχή εφαρμογής | |
| Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου | • |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 158 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 110 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 110 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 160 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 145 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 265 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 0,23 |
| Μικτό βάρος σε kg | 0,37 |