


A 847

Ακροφύσιο έγχυσης

με στήριγμα, για τον καθαρισμό των ογκομετρικών φιαλών Erlenmeyer.



- Μήκος ακροφυσίου: 127 mm
- Ακροφύσιο Ø:  
10 mm <br>Υποστήριγμα Ø:  
142 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και  
A 612

EAN: 4002516071471 / Αριθμός υλικού: 11025600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684700D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Γκρι
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	249
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	305
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	200
Καθαρό βάρος σε kg	0,12
Μικτό βάρος σε kg	0,27