

A 848

Ακροφύσιο έγχυσης
με στήριγμα, για τον καθαρισμό των κυλίνδρων μέτρησης.



- Μήκος ακροφυσίου: 350 mm
- Ακροφύσιο Ø:
10 mm
Υποστήριγμα Ø:
142 mm
- Κατάλληλο για μονάδες A 313 και
A 612

EAN: 4002516071488 / Αριθμός υλικού: 11025610 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684800D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας,
εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας, Γκρι

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

350

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

20

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

20

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

350

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

180

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

50

Καθαρό βάρος σε kg

0,30

Μικτό βάρος σε kg

0,53