


A 837

Σετ θηκών καταιονισμού

Για την επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς, συγκεκριμένα για εφαρμογές ΩΡΛ.



- Για χρήση στο πάνω κάλυμμα A 105/1
- Συμπερ. καπάκι και κλιπ στερέωσης
- Σετ 22 θηκών καταιονισμού (A 817)

EAN: 4002516204107 / Αριθμός υλικού: 11054690 / Παλιός αριθμός υλικού: 69783700D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Θήκη καταιονισμού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,53
Μικτό βάρος σε kg	0,53