


A 862

Βάση στήριξης

για μονάδες έγχυσης A 302/2 και A 302/3.



- Διακανονισμός: 4 x 8 πεδία
- Για χρήση σε μονάδες έγχυσης A 302/2 και A 302/3
- Για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου
- Με κάλυψη από πλαστικό

EAN: 4002516087687 / Αριθμός υλικού: 11056820 / Παλιός αριθμός υλικού: 69686200D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα/άλλες μονάδες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Αριθμός θαλάμων	32
Πλάτος θαλάμου σε mm	56
Μήκος θαλάμου σε mm	52
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	400
Καθαρό βάρος σε kg	0,10
Μικτό βάρος σε kg	0,18