

Λάστιχοστεγανότητας Κάδος Geh.
Στεγανοποιητικός δακτύλιος δοχείου σαπουνιού
για πλυντήρια ρούχων

EAN: 4002516710882 / Αριθμός υλικού: 11086791 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος διασφαλίζει ότι το πλυντήριο είναι στεγανό
- Συμπ. κλιπ σωλήνων
- Τοποθετείται ως προσάρτημα μόνωσης από κραδασμούς στην πρόσοψη