

APLW 003

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μεγάλων γυάλινων εργαστηριακών σκευών, έως 20 l.



**Image**  
in progress

- Διαθέτει 4 ακροφύσια
- Για τη στερέωση έως 2 φιαλών, μέγ. Ø 280 mm
- Για φόρτωση έως 2 φιαλών με μέγ. Ø 190 mm

EAN: 4002516115410 / Αριθμός υλικού: 11104500 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69300300D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Κάνιστρο εγχυτήρων	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Φιάλες [πλήθος]	2
Φιάλες Erlenmeyer [πλήθος]	2
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	582
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	580
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	565
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	615
Καθαρό βάρος σε kg	5,08
Μικτό βάρος σε kg	7,63