

APLW 048

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα, Ø 2,5, μήκος 80 mm.

EAN: 4002516116097 / Αριθμός υλικού: 11105080 / Παλιός αριθμός υλικού: 69304800D



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 4 mm

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	32
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	32
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	5
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	167
Καθαρό βάρος σε kg	0,00
Μικτό βάρος σε kg	0,00