

APLW 051

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 4, μήκος 110 mm.

EAN: 4002516116127 / Αριθμός υλικού: 11105110 / Παλιός αριθμός υλικού: 69305100D



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 5 mm

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	54
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	54
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Καθαρό βάρος σε kg	0,01
Μικτό βάρος σε kg	0,02