

APLW 055

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 175 mm.

EAN: 4002516116158 / Αριθμός υλικού: 11105150 / Παλιός αριθμός υλικού: 69305500D



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 10 mm

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	182
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικτό βάρος σε kg	0,03