

APLW 057

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, αστεροειδές σχήμα με σφιγκτήρα, Ø 6, μήκος 275 mm.



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 10 mm

EAN: 4002516116233 / Αριθμός υλικού: 11105170 / Παλιός αριθμός υλικού: 69305700D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	287
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	300
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικτό βάρος σε kg	0,09