

APLW 062

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Αριθμός υλικού: 11105220 / Παλιός αριθμός υλικού: 69306200D



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 10 mm
- Με σφιγκτήρα ασφάλισης

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	76
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	76
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	145
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικτό βάρος σε kg	0,07