

APLW 065

Ακροφύσιο έγχυσης

πλαστικό υποστήριγμα, στήριγμα λαιμού φιάλης, αστεροειδές, Ø 6, μήκος 275 mm.



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Για κυλίνδρους μέτρησης, φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες
- Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα ακροφυσίου, Ø 10 mm
- Με σφιγκτήρα ασφάλισης

EAN: 4002516116318 / Αριθμός υλικού: 11105250 / Παλιός αριθμός υλικού: 69306500D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Μπλε, Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	287
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	300
Καθαρό βάρος σε kg	0,04
Μικτό βάρος σε kg	0,11