

APLW 085

Στήριγμα λαιμού φιάλης

Ø 33 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 6 mm.

**Miele**

**Image**  
in progress

EAN: 4002516116615 / Αριθμός υλικού: 11105450 / Παλιός αριθμός υλικού: 69308500D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Λευκό
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	42
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	170
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικτό βάρος σε kg	0,02