

APLW 087

Υποστήριγμα

ανοξειδωτο, αστεροειδές, Ø 87 mm, για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 8 mm



EAN: 4002516116653 / Αριθμός υλικού: 11105470 / Παλιός αριθμός υλικού: 69308700D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξειδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξειδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	15
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	64
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	64
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	170
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικτό βάρος σε kg	0,02