

APLW 088

Βραχίονες

για κυλίνδρους μέτρησης έως Ø 105 mm και ακροφύσια εγχυτήρων Ø 8 mm.



EAN: 4002516116660 / Αριθμός υλικού: 11105480 / Παλιός αριθμός υλικού: 69308800D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση	•
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	108
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	117
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	305
Καθαρό βάρος σε kg	0,14
Μικτό βάρος σε kg	0,23