

APLW 093

Θήκες καταιονισμού

με κάλυμμα για πιπέτες, μέγ. Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Αριθμός υλικού: 11105530 / Παλιός αριθμός υλικού: 69309300D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Βάση	•
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σιλίκονη
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	118
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Καθαρό βάρος σε kg	0,05
Μικτό βάρος σε kg	0,05