

A 841/1

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 5 είδη



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Ιδανικό για αντικείμενα με διάμετρο λαιμού 12 mm έως 85 mm
- Διάμετρος καπακιού στο πάνω μέρος: 11 mm
- Μέρος του συστήματος EasyLoad

EAN: 4002516188810 / Αριθμός υλικού: 11113130 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69684101D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια	•
Πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια SlimLine	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Μεγάλα εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης SlimLine για καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης	•
-------------------	---

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
---	---

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	92
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	86
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	108
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	117
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	305
Καθαρό βάρος σε kg	0,18
Μικτό βάρος σε kg	0,28