

A 841/3

Ακροφύσιο έγχυσης

με πλαστικά στηρίγματα, με διάμετρο ακροφ. 6 mm, μήκους 210 mm, 20 είδη



- Κατάλληλο για κιν. μονάδες έγχυσης και κάνιστρα με βιδωτή σύνδεση
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Συσκευασία με 20 ακροφύσια

EAN: 4002516188834 / Αριθμός υλικού: 11113150 / Παλιός αριθμός υλικού: 69684103D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	92
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	86
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	295
Καθαρό βάρος σε kg	0,73
Μικτό βάρος σε kg	0,89