


A 14/1

Καπάκι

για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων.



- Ανοξείδωτο καπάκι
- Οπές 8 x 8 mm, πηχάκι 3 mm
- Καλύπτει το μισό ένθετο AK 12/1


EAN: 4002516340126 / Αριθμός υλικού: 11131560 / Παλιός αριθμός υλικού: 69746003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάλυμμα	•
Καπάκι	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	19
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	207
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	224

A 14/1

Καπάκι

για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων.



EAN: 4002516340126 / Αριθμός υλικού: 11131560 / Παλιός αριθμός υλικού: 69746003D

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	65
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,20
Μικό βάρος σε kg	0,35