

AK 12/1  
Ένθετο  
για φόρτωση διαφόρων σκευών.



- Κατάλληλο για ποτήρια ζέσεως, χωνιά, αντλίες μητρ. γάλακτος, π.χ.
- Με εύκαμπτες λαβές

EAN: 4002516343714 / Αριθμός υλικού: 11131690 / Παλιός αριθμός υλικού: 69501204D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ένθετο/μονάδα για γυάλινα σκεύη με φαρδύ λαιμό	•
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	122
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	224
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	434
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	0,65
Μικτό βάρος σε kg	1,07