

GP TDC 141 L
Φροντίδα TwinDos
Καθαριστικό για το σύστημα δοσολογίας TwinDos

EAN: 4002516200079 / Αριθμός υλικού: 11171420 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11997165EU1



- Για ξέβγαλμα των γραμμών δοσομετρητή TwinDos
- Για χρήση πριν από την αλλαγή σε διαφορετικό προϊόν
- Χρήση πριν από μεγάλη περίοδο αδράνειας (τουλάχιστον 2 μηνών)
- Διασφαλίζει άριστη λειτουργία της αυτόματης δοσομετρητή
- Για περίπου 5 κύκλους πλύσης
- Για πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια Miele με TwinDos