

GP CL MCX 0101 P

Καθαριστικό σωληνώσεων γάλακτος - 100 σακουλάκια

Για υγιεινά καθαρές σωληνώσεις γάλακτος στις καφετιέρες

EAN: 4002516195429 / Αριθμός υλικού: 11201280 /
Παλιός αριθμός υλικού: 29996908EU2



- Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός, απαλή περιποίηση για τα υλικά
- Εύκολη δοσομέτρηση χάρη στα στικ μεγέθους δόσης
- Απομακρύνει αποτελεσματικά πρωτεΐνες γάλακτος και λίπη
- Ακριβής σύνθεση — Ειδική σύνθεση της Miele
- Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας