

Collector accessories Washing machines, tumble dryers and ironers

Ένθετο για υγρά απορρυπαντικά

Για τέλεια δοσομέτρηση σε πρόγραμμα με πρόπλυση ή με προεπιλογή έναρξης

EAN: 4002516195948 / Αριθμός υλικού: 11221580 / Παλιός αριθμός υλικού: 11996102D



- Για πλυντήρια ρούχων W1 και στεγνωτήρια WT1 από τον Ιανουάριο 202
- Ιδανικό για απορρυπαντικό ειδικής χρήσης για συσκευές με TwinDos
- Για χρήση στη θήκη κυρίως πλύσης